

<b>SUJET</b>	<b>SPECIFICATION STANDARD</b>	<b>FICHE N°</b>	SPECSTANDARD.FI
--------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Le tableau ci-dessous liste les spécifications standards appliquées aux produits fabriqués par UNIMED.

Des spécifications personnalisées peuvent être appliquées selon la demande du client.

	Article UNIMED (industriel)	Article à façon
<b>Résistance des assemblages</b>	La résistance des assemblages (collé, serti, brasé, soudé) est caractérisée par la force d'arrachage à la traction.	
	<b>Diamètre extérieur canule/stylet</b> [mm]	<b>Force de traction minimum avant arrachage</b> [kg]
	$\varnothing < 0.50$	2.5
	$0.50 \leq \varnothing < 0.70$	3.5
	$0.70 \leq \varnothing < 0.80$	4.5
	$0.80 \leq \varnothing < 0.90$	5.5
	$0.90 \leq \varnothing < 1.40$	8.0
	$1.40 \leq \varnothing < 2.50$	10.0
	$2.50 \leq \varnothing < 3.10$	11.0
	$3.10 \leq \varnothing < 4.00$	12.0
$4.00 \leq \varnothing$	13.0	
<b>Étanchéité des assemblages</b>	L'étanchéité d'un assemblage est testée au travers d'une injection d'air sous pression à 4 bars dans le produit immergé dans un bain d'eau pendant 5 à 10 secondes. Pendant ce laps de temps, aucune bulle d'air visible à l'œil nu ne doit se détacher de la zone d'assemblage.	
<b>Etat de surface</b>	Critères standards de la finition des surfaces des produits fabriqués par UNIMED: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rugosité de la surface extérieure d'une canule ou d'un mandrin: <math>Ra_{max}</math> 0.4.</li> <li>- Rugosité de la surface intérieure d'une canule: <math>Ra_{max}</math> 0.7.</li> <li>- Rugosité des surfaces usinées: <math>Ra_{max}</math> 0.8.</li> <li>- Surface lisse, sans défaut, homogène et sans coloration avec une vérification à l'œil nu à 30 cm.</li> </ul>	
<b>Marquage</b>	Aiguille: Marquage du diamètre extérieur de la canule en mm et en gauge. Autre: Aucun marquage.	Aucun marquage.
<b>Étiquetage</b>	Étiquette avec les informations suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logo et adresse Unimed</li> <li>- Référence Unimed.</li> <li>- N° de lot.</li> <li>- Quantité.</li> </ul>	
<b>Emballage</b>	Emballage en boîte carton entre douflines. Emballage en boîte plastique par douzaine	Emballage en boîte carton entre douflines.
<b>Expédition</b>	Expédition des articles: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incoterms: EXW</li> <li>- Transitaire: UPS Express Saver</li> </ul>	

Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur légale ou contractuelle engageant Unimed SA.

20.12.2021	Page 1/1	
FST		