

**Dental needles**  
**Zahnärztliche Kanülen**  
**Aiguilles dentaires**

**Sizes**

Please specify in your order the diameter and length of the needle without the hub, e.g. 0.70 x 30 mm. Other sizes can be made on demand. All needles are manufactured in metric dimensions. The approximate size in gauge and inch is mentioned as a reference only.

**Hubs**

Luer Lock needles are also available with Record hubs.

**Packing**

The needles are packed by 1 dozen units in convenient dispenser boxes for easy and safe retrieval. The needles are fully metallic and reusable. They are supplied non-sterile and must be sterilized prior to every use.

**Größen**

Bitte in Ihrer Bestellung den Durchmesser und die Länge der Kanüle ohne Schaft angeben, z.B. 0.70 x 30 mm. Andere Größen können auf Anfrage hergestellt werden. Die Kanülen werden in metrischen Abmessungen gefertigt. Die ungefähre Größe in Gauge und Zoll dient nur dem Vergleich.

**Ansätze**

Luer Lock Kanülen sind auch mit Record-Ansätzen erhältlich.

**Verpackung**

Die Kanülen sind per Dutzend in praktischen Dispenserboxen verpackt. Diese erlauben eine einfache und sichere Entnahme der Kanülen. Die Kanülen sind metallisch und wiederverwendbar. Sie werden unsteril geliefert und müssen vor jeder Verwendung sterilisiert werden.

**Tailles**


Veillez indiquer dans votre commande le diamètre et la longueur de l'aiguille sans embase, p. ex. 0.70 x 30 mm. D'autres tailles peuvent être réalisées sur demande. Les aiguilles sont fabriquées en dimensions métriques. La taille approximative en gauge et en pouce n'est donnée qu'à titre indicatif.

**Embases**

Les aiguilles Luer Lock sont également disponibles avec embases Record.

**Conditionnement**

Les aiguilles sont conditionnées par douzaine dans une boîte pratique permettant d'extraire facilement les aiguilles en toute sécurité. Les aiguilles sont entièrement métalliques et réutilisables. Elles sont livrées non stériles et doivent être stérilisées avant chaque utilisation.



**16.001 CARTOUCHE SHORT**

- Regular lancet bevel - Flat bevel short
- Normaler Facettenschliff - Schrägschliff kurz
- Biseau normal à facettes - Face courte
- 0.30 x 25 mm. 30G x 1"
- 0.35 x 25 mm. 28G x 1"
- 0.40 x 25 mm. 27G x 1"
- 0.45 x 25 mm. 26G x 1"
- 0.50 x 25 mm. 25G x 1"

**16.002 CARTOUCHE LONG**

- Regular lancet bevel - Flat bevel short
- Normaler Facettenschliff - Schrägschliff kurz
- Biseau normal à facettes - Face courte
- 0.30 x 42 mm. 30G x 1 5/8"
- 0.35 x 42 mm. 28G x 1 5/8"
- 0.40 x 42 mm. 27G x 1 5/8"
- 0.45 x 42 mm. 26G x 1 5/8"
- 0.50 x 42 mm. 25G x 1 5/8"

**16.011 FISCHER SHORT**

- Regular lancet bevel
- Normaler Facettenschliff
- Biseau normal à facettes
- 0.30 x 23 mm. 30G x 1"
- 0.35 x 23 mm. 28G x 1"
- 0.40 x 23 mm. 27G x 1"
- 0.45 x 23 mm. 26G x 1"
- 0.50 x 23 mm. 25G x 1"

**16.012 FISCHER LONG**

- Regular lancet bevel
- Normaler Facettenschliff
- Biseau normal à facettes
- 0.30 x 42 mm. 30G x 1 5/8"
- 0.35 x 42 mm. 28G x 1 5/8"
- 0.40 x 42 mm. 27G x 1 5/8"
- 0.45 x 42 mm. 26G x 1 5/8"
- 0.50 x 42 mm. 25G x 1 5/8"

**16.103 DENTAL LUER LOCK SHORT**

Regular lancet bevel

Normaler Facettenschliff

Biseau normal à facettes

0.50 x 25 mm. 25G x 1"

0.70 x 25 mm. 22G x 1"

0.90 x 25 mm. 20G x 1"

**16.104 DENTAL LUER LOCK LONG**

Regular lancet bevel

Normaler Facettenschliff

Biseau normal à facettes

0.50 x 40 mm. 25G x 1 1/2"

0.70 x 40 mm. 22G x 1 1/2"

0.90 x 40 mm. 20G x 1 1/2"

**16.122 DENTAL LUER LOCK CURVED**

Regular lancet bevel

Normaler Facettenschliff

Biseau normal à facettes

0.60 x 30 mm. 23G x 1 1/4"

0.70 x 35 mm. 22G x 1 3/8"

0.80 x 40 mm. 21G x 1 1/2"



Blunt end  
Stumpfes Ende  
Bout mousse

**16.141 CANAL LUER LOCK**

Blunt end / Stumpfes Ende / Bout mousse

0.40 x 35 mm. 27G x 1 3/8"

0.40 x 40 mm. 27G x 1 1/2"

0.70 x 30 mm. 22G x 1 1/4"

0.80 x 35 mm. 21G x 1 3/8"

**16.142 CANAL LUER LOCK CURVED**

Blunt end / Stumpfes Ende / Bout mousse

0.30 x 40 mm. 30G x 1 1/2"

0.40 x 35 mm. 27G x 1 3/8"

0.40 x 40 mm. 27G x 1 1/2"

0.50 x 40 mm. 25G x 1 1/2"

0.70 x 30 mm. 22G x 1 1/4"


0.70 x 35 mm. 22G x 1 3/8"

0.70 x 40 mm. 22G x 1 1/2"

0.80 x 35 mm. 21G x 1 3/8"


0.80 x 40 mm. 21G x 1 1/2"

1.00 x 40 mm. 19G x 1 1/2"



16.141

16.142



Catalogue n° 2008 A presents a full range of reusable medical needles as well as metal adapters and stopcocks.

Katalog Nr. 2008 A präsentiert ein komplettes Sortiment von wiederverwendbaren medizinischen Nadeln, sowie metallische Verbindungsstücke und Hähne.

Le catalogue n° 2008 A présente une gamme complète d'aiguilles médicales réutilisables, ainsi que des raccords et robinets métalliques.



Catalogue n° 2010 presents a full range of carbon and stainless steel reusable surgical suture needles.

Katalog Nr. 2010 präsentiert ein komplettes Sortiment von wieder verwendbaren chirurgischen Wundnadeln, vernickelt oder aus Edelstahl.

Le catalogue n° 2010 présente une gamme complète d'aiguilles chirurgicales à suture réutilisables en acier nickelé et inoxydable.



UNIMED SA. Grand-Pré 10, case postale, CH-1002 Lausanne, Switzerland.  
Tél: + 41 21 624 21 51. Fax: + 41 21 624 53 32. E-mail: info@unimed.ch Web: www.unimed.ch