


Veterinary needles
Veterinär-Kanülen
Aiguilles vétérinaires



15.100 RECORD

15.150 LUER LOCK

15.160 LUER LOCK LARGE

From / ab / à partir de Ø 1.20 mm

15.170 LUER LOCK EASYGRIP

From / ab / à partir de Ø 1.20 mm

15.200 HEXAGONAL VET CONE

From / ab / à partir de Ø 1.00 mm

15.220 HEXAGONAL VET THREAD

From / ab / à partir de Ø 1.00 mm

15.494 LUER LOCK LONG HUB

Ø 0.60, 0.70 mm, L 3, 4, 5 mm

For standard sizes please see the overview on page 4.
Other sizes can be made on demand.

Die Übersicht auf Seite 4 zeigt unsere Standard-Größen.
Andere Größen können auf Anfrage hergestellt werden.

Les tailles standard sont indiquées dans le tableau à la page 4.
D'autres tailles peuvent être réalisées sur demande.

Sizes

Please specify in your order the diameter and length of the needle without the hub, e.g. 1.60 x 30 mm. All needles are manufactured in metric dimensions. The approximate size in gauge and inch is mentioned as a reference only.

Bevel

The needles are supplied with a regular lancet bevel. Other bevel sizes can be made on demand.

Packing

The needles are packed by 1 dozen units in convenient dispenser boxes for easy and safe retrieval.

Größen

Bitte in Ihrer Bestellung den Durchmesser und die Länge der Kanüle ohne Schaft angeben, z.B. 1.60 x 30 mm. Die Kanülen werden in metrischen Abmessungen gefertigt. Die ungefähre Grösse in Gauge und Zoll dient nur dem Vergleich.

Spitze

Die Kanülen werden mit normaler Spitze und Facetenschliff geliefert. Andere Spitzen-Größen können auf Anfrage gefertigt werden.

Verpackung

Die Kanülen sind per Dutzend in praktischen Dispenserboxen verpackt. Diese erlauben eine einfache und sichere Entnahme der Kanülen.

Tailles

Veillez indiquer dans votre commande le diamètre et la longueur de l'aiguille sans embase, p. ex. 1.60 x 30 mm. Les aiguilles sont fabriquées en dimensions métriques. La taille approximative en gauge et en pouce n'est donnée qu'à titre indicatif.

Biseau

Les aiguilles sont livrées avec un biseau normal à facettes. D'autres tailles de biseau peuvent être réalisées sur demande.

Conditionnement

Les aiguilles sont conditionnées par douzaine dans une boîte pratique permettant d'extraire facilement les aiguilles en toute sécurité.

L mm		3	4	5	6	7	8	9	10	13	15	20	25	30	35	40	50	60
L inch		1/8"	1/6"	1/5"	1/4"		5/16"	1/3"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Ø	Ø																	
mm	gauge																	
0.40	27G	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
0.50	25G	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
0.60	23G	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
0.70	22G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
0.80	21G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
0.90	20G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
1.00	19G								■	■	■	■	■	■	■	■		
1.20	18G								■	■	■	■	■	■	■	■		
1.40	17G										■	■	■	■	■	■		
1.50											■	■	■	■	■	■		
1.60	16G										■	■	■	■	■	■		
1.80	15G										■	■	■	■	■	■	■	
2.00	14G										■	■	■	■	■	■	■	■
2.20												■	■	■	■	■	■	■



15.467 LANCET OLIVE

3.00 x 80 mm. 11G x 3 1/4"

3.50 x 80 mm. 9G x 3 1/4"

4.00 x 80 mm. 8G x 3 1/4"

5.00 x 80 mm. 6G x 3 1/4"

15.472 INJECTION LUER LOCK

2.00 x 135 mm. 14G x 5 1/4"

15.475 INFUSION VET CONE

15.476 INFUSION VET THREAD

2.00 x 135 mm. 14G x 5 1/4"

15.480 ZITZEN LUER OLIVE

1.20 x 60 mm. 18G x 2 1/2"

1.50 x 60 mm. 17G x 2 1/2"

2.00 x 60 mm. 14G x 2 1/2"

2.50 x 60, 85, 100 mm. 13G x 2 1/2",

3 1/4", 4"

2.80 x 60 mm. 12G x 2 1/2"


3.00 x 100 mm. 11G x 4"

Other sizes can be made on demand.
All needles are manufactured in metric dimensions.
The approximate size in gauge and inch is mentioned as a reference only.

Andere Grössen können auf Anfrage hergestellt werden.

Die Kanülen werden in metrischen Abmessungen gefertigt. Die ungefähre Grösse in Gauge und Zoll dient nur dem Vergleich.

D'autres tailles peuvent être réalisées sur demande.
Les aiguilles sont fabriquées en dimensions métriques. La taille approximative en gauge et en pouce n'est donnée qu'à titre indicatif.



21.082 KNOPF LUER LOCK STRAIGHT

21.083 KNOPF LUER LOCK CURVED

0.80 x 60, 80 mm. 21G x 2 1/2", 3 1/4"

1.20 x 60, 80 mm. 18G x 2 1/2", 3 1/4"

1.60 x 80, 100 mm. 16G x 3 1/4", 4"

2.00 x 80, 100 mm. 14G x 3 1/4", 4"

27.119 LACHRYMAL LUER LOCK

0.30 x 30 mm. 30G x 1 1/4"

0.60 x 30 mm. 23G x 1 1/4"

27.123 LACHRYMAL CURVED LUER LOCK

0.60 x 33 mm. 23G x 1 3/8"

27.134 LACHRYMAL OLIVE LUER LOCK

0.60 x 30 mm. 23G x 1 1/4"

27.140 LACHRYMAL OLIVE CURVED LUER LOCK

0.60 x 33 mm. 23G x 1 3/8"


Other sizes can be made on demand.

All needles are manufactured in metric dimensions. The approximate size in gauge and inch is mentioned as a reference only.

Andere Größen können auf Anfrage hergestellt werden.

Die Kanülen werden in metrischen Abmessungen gefertigt. Die ungefähre Größe in Gauge und Zoll dient nur dem Vergleich.

D'autres tailles peuvent être réalisées sur demande. Les aiguilles sont fabriquées en dimensions métriques. La taille approximative en gauge et en pouce n'est donnée qu'à titre indicatif.



Catalogue n° 2008 A presents a full range of reusable medical needles as well as metal adapters and stopcocks.

Katalog Nr. 2008 A präsentiert ein komplettes Sortiment von wiederverwendbaren medizinischen Nadeln, sowie metallische Verbindungsstücke und Hähne.

Le catalogue n° 2008 A présente une gamme complète d'aiguilles médicales réutilisables, ainsi que des raccords et robinets métalliques.



Catalogue n° 2010 presents a full range of carbon and stainless steel reusable surgical suture needles.

Katalog Nr. 2010 präsentiert ein komplettes Sortiment von wieder verwendbaren chirurgischen Wundnadeln, vernickelt oder aus Edelstahl.

Le catalogue n° 2010 présente une gamme complète d'aiguilles chirurgicales à suture réutilisables en acier nickelé et inoxydable.

