



SUJET	SPECIFICATION STANDARD	FICHE N°	SPECSTANDARD.FI
-------	------------------------	----------	-----------------

Le tableau ci-dessous liste les spécifications standards appliquées aux produits fabriqués par UNIMED.

Des spécifications personnalisées peuvent être appliquées selon la demande du client.

	Article UNIMED (industriel)	Article à façon
Résistance des assemblages	La résistance des assemblages (collé, serti, brasé, soudé) est caractérisée par la force d'arrachage à la traction.	
	Diamètre extérieur canule/stylet [mm]	Force de traction minimum avant arrachage [kg]
	$\varnothing < 0.50$	2.5
	$0.50 \leq \varnothing < 0.70$	3.5
	$0.70 \leq \varnothing < 0.80$	4.5
	$0.80 \leq \varnothing < 0.90$	5.5
	$0.90 \leq \varnothing < 1.40$	8.0
	$1.40 \leq \varnothing < 2.50$	10.0
	$2.50 \leq \varnothing < 3.10$	11.0
	$3.10 \leq \varnothing < 4.00$	12.0
$4.00 \leq \varnothing$	13.0	
Étanchéité des assemblages	L'étanchéité d'un assemblage est testée au travers d'une injection d'air sous pression à 4 bars dans le produit immergé dans un bain d'eau pendant 5 à 10 secondes. Pendant ce laps de temps, aucune bulle d'air visible à l'œil nu ne doit se détacher de la zone d'assemblage.	
Etat de surface	Critères standards de la finition des surfaces des produits fabriqués par UNIMED: <ul style="list-style-type: none"> - Rugosité de la surface extérieure d'une canule ou d'un mandrin: Ra_{\max} 0.4. - Rugosité de la surface intérieure d'une canule: Ra_{\max} 1.6. - Rugosité de la surface intérieure d'une canule à parois épaisses: Ra_{\max} 3.2. - Rugosité des surfaces usinées: Ra_{\max} 0.8. - Surface lisse, sans défaut, homogène et sans coloration avec une vérification à l'œil nu à 30 cm. 	
Marquage	Aiguille: Marquage du diamètre extérieur de la canule en mm et en gauge. Autre: Aucun marquage.	Aucun marquage.
Étiquetage	Étiquette avec les informations suivantes: <ul style="list-style-type: none"> - Logo et adresse Unimed - Référence Unimed. - N° de lot. - Quantité. 	
Emballage	Emballage en boîte carton entre douflines. Emballage en boîte plastique par douzaine	Emballage en boîte carton entre douflines.
Expédition	Expédition des articles: <ul style="list-style-type: none"> - Incoterms: EXW - Transitaire: UPS Express Saver 	

Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur légale ou contractuelle engageant Unimed SA.

04.08.2022	Page 1/1	
FST		