

SUJET	SPECIFICATION STANDARD	FICHE N°	SPECSTANDARD.FI
--------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Le tableau ci-dessous liste les spécifications standards d'identification, d'emballage et expédition.

Des spécifications personnalisées peuvent être appliquées selon la demande du client.

	Article UNIMED	Article à façon
Marquage	<p>Aiguille: Marquage du diamètre extérieure de la canule en mm et en gauge.</p> <p>Raccord: Aucun marquage.</p> <p>Robinet: Aucun marquage.</p>	Aucun marquage.
Etiquetage	<p>Etiquette avec marquage CE avec les informations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Symbole "Référence catalogue" * - Référence Unimed - Dimension - Symbole "Code de lot" * - N° de lot - Quantité - Marque CE - Symbole "Non stérile" * - Symbole "Fabricant" * - Nom et adresse de Unimed - Symbole "Attention" * - Adresse du site internet de Unimed <p style="text-align: center;">* Symbole selon ISO 15223-1</p>	<p>Etiquette avec les informations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Référence Unimed - N° de lot - Quantité
Emballage	<p>Emballage en boîte carton avec doufliné.</p> <p>Emballage par douzaine en boîte plastique pour les aiguilles standards.</p>	Emballage en boîte carton avec doufliné.
Expédition	<p>Expédition des articles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incoterms: EXW - Transitaire: UPS Express Saver 	<p>Expédition des articles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incoterms: EXW - Transitaire: UPS Express Saver

Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur légale ou contractuelle engageant Unimed SA.

14.02.2017	Page 1/1	
FST		