



KONVERSIONSTABELLE
für einen ungefähren Vergleich zwischen metrischen und
angloamerikanischen Abmessungen

<u>Ø mm</u>	<u>Gauge</u>	<u>Länge mm</u>	<u>Zoll</u>
0.30	30G	3	1/8"
0.35	28G	6	1/4"
0.40	27G	8	5/16"
0.45	26G	10	3/8"
0.50	25G	13	1/2"
0.55	24G	15	5/8"
0.60	23G	20	3/4"
0.70	22G	22	7/8"
0.80	21G	25	1"
0.90	20G	30	1 1/4"
1.00/1.10	19G	35	1 3/8"
1.20/1.30	18G	40	1 1/2"
1.40/1.50	17G	45	1 3/4"
1.60	16G	50	2"
1.80	15G	60	2 1/2"
2.00/2.10	14G	70	2 3/4"
2.40	13G	75	3"
2.80	12G	80	3 1/4"
3.00	11G	90	3 1/2"
3.50	10G	100	4"
		110	4 1/4"
4.00	8G	120	4 3/4"
4.50	7G	125	5"
5.00	6G	150	6"
		200	8"

Auf Seite 4 unseres Kataloges 2008A finden Sie eine Liste der Lagergrößen und übrigen Standardgrößen unserer Injektionskanülen. Im Durchmesserbereich von 0.30 bis 5.00 mm können wir in Sonderanfertigung praktisch alle Längen bis 1000 mm herstellen (mit oder ohne Ansatz).